

KASUTUSJUHEND

Täname, et olete valinud AGU NS19 ninaaspiraatori. Toote õigeks kasutamiseks lugege enne kasutamist hoolikalt läbi kasutusjuhend ja hoidke see alles. Ninaaspiraator AGU NS19 on spetsiaalselt laste ja imikute ninasõõrmete puhastamiseks mõeldud seade.

TOOTE KIRJELDUS

Toote nimetus: Ninaaspiraator PENGUIN

Mudel: AGU NS19

1. Muusikafunktsioon- seadme mälus on 12 tuntud lastele mõeldud melodiat, mis tõmbab lapse tähelepanu.
2. Pehme ninaotsik muudab kasutamise mugavaks ja on ohutu.
3. Lihtsasti kasutatav ja kompaktne lastepärane disain, mida on mugav käes hoida.
4. Lihtsasti pestavad tarvikud
5. Madal müratase

Tööpõhimõte

Aspiraator on mõeldud koduseks kasutamiseks ja ette nähtud imikute ja laste (vanuses 0-12 aastat) sekreedi ja lima eemaldamiseks ninasõõrmetest.

Pakendi sisu

Ninaaspiraator 1tk; 1,5 V AA patareid 2tk; silikoonotsikud 2tk (1 kitsas, 1 suur); läbipasitev kogumismahuti 1tk; hoiukott 1tk; kasutusjuhend, garantii

Tehnilised andmed

Tüüp: Ninaaspiraator AGU NS19

Maksimaalne imemisrõhk: 450 mmHg

Müratase: 55-60 dB

Ninaotsikute materjal: pehme silikoon

Mootor 3 V/DC

Toiteallikas: 2 x 1,5V AA patareid

Kaal: 150g (ilma patareideta)

Mõõdud: 170 mm x 43 mm x 86 mm

Aku kestvus: umbes 90 minutit (sõltuvalt patareide kvaliteedist)

OLULISED OHUTUSMÄRKUSED

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Seadmetele, mida on kasutatud turvameetmeid järgimata, garantii ei kehti.
- Enne kasutamist veenduge, et seadmel pole visuaalseid kahjustusi.
- Ärge jätke seadet äärmuslike temperatuuride ega kõrge õhuniiskuse kätte. Vältige seadme kokkupuutumist otsese päikesevalgusega.
- Kaitske seadet põrutuste ja tahtmatu kukkumise eest.
- Kui seadme tõmme jääb väiksemaks ja/või müratase muutub liiga nõrgaks vahetage patareid.
- Kui seadet pikka aega ei kasutata on soovitatav patareid sedmest eemaldada.
- Seadme käivitamiseks vajutage nupule START ja hoidke seda all kuni sekreedi ja lima eemaldamiseks tekib vaakum. Kui soovite imemist peatada, vabastage käivitusnupp ja seade lülitub välja.
- See lastele mõeldud ninaaspiraator on ette nähtud ainult nina puhastamiseks/ sekreedi eemaldamiseks ninast. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Seadme kasutamise ajal tohiks hinge kinni hoida, suud sulgeda ja neelata.
- Kui laps ei tunne ennast seadme kasutamise ajal hästi, lõpetage aspiratsioon ja vajadusel pöörduge arsti poole.
- Ärge rakendage aspireerimise ajal liigset jõudu ega liiga tugevat survet ninaõõnele.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks nii kodus kui reisil. Kui laps esineb riniit või sinusiit, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga.
- Enne iga kasutamist puhastage aspiraatori otsikut.
- Seadme kasutamine on lubatud vaid täiskasvanul. Lasel pole lubatud seadet ise kasutada. Hoidke ninaaspiraatorit lastele kättesaamatus kohas.
- Laste ninaaspiraatorit ei tohi kasutada järgmistel juhtudel: ninaverejooks; pea ja kaela vigastused; koagulopaatia ja verejooksu häired.
- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt seda kasutusjuhendit. Seadme vale kasutamine võib põhjustada järgmisi tüsistusi: Mehaaniline vigastus; ninaverejooks; nina limaskesta kahjustus.
- Hoidke seadet ja vahetatavaid lisatarvikuid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas, et vältida neelamise ohtu.
- Otsiku materjal võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
- Ärge proovige termomeetrit ise remontida, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse. Hoolduse ja remondi korral pöörduge klienditeeninduse poole (www.agu-baby.com).

PATAREIDE PAIGALDAMINE/ VAHETAMINE

1. Keerake kruvi lahti
2. Tõmmake patareikaant ettevaatlikult veidi tagasi
3. Eemaldage tühjad patareid nüuetekohaseks utiliseerimiseks
4. Sisestage või vahetage patareid järgides polaarsuse sümboleid. Kasutage alati uusi patareid.
5. Asetage patareide kate tagasi seadmele.
6. Keerake kruvi tagasi sisse.

NB! Patareid ei tohi olla kõrge temperatuuriga tingimustes, neid tuleb vastavalt käidelda. Patareid on soovitatav eemaldada juhul kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata.

MELOODIA

Kui soovite oma last muusika saatel aspireerimise ajal lohutada, vajutage muusikanupule. Ninaaspiraator mängib 12 erinevat tuntud melodiat. Järgmise meloodia valimiseks vajutage uuesti muusikanuppu. Muusika väljalülitamiseks hoidke muusikanuppu all kuni see seiskub.

KASUTAMINE

1. Vastavalt lapse ninasõõrmete kujule ja suurusele valige õige suurusega otsik- kitsas või suur otsik. Suuremat otsikut soovitatakse kasutada siis, kui lima on paksema konsistentsiga ja kitsamat vedelama sekreeidi puhul.
 2. Asetage otsik seadmele ning jälgige, et see oleks tihedalt kinni. Enne seadme käivitamist kontrollige uuesti, kas otsik on peamooduliga kindlalt ühendatud. Enne iga kasutamist kontrollige otsikut. Kui märkate kulumis- või kahjustuse märke, vahetage need viivitamatult välja. Otsikute eluiga sõltub seadme kasutamise intensiivsusest. Otsikut on soovitatav vahetada iga kuue kuu tagant.
 3. Vajutage START nupule ning hoidke seda all kuni sekreet on ninast imetud.
 4. Hoidke last püstises asendis ja sisestage otsik ühte ninasõõrmesse. Olge ettevaatlik, et otsik ei ole surutud ninasõõrmesse liiga tugevalt ega liiga sügavale. Hoidke aspiraatorit horisontaalselt nii, et otsik moodustab ninajoonega 90 kraadise nurga. Lima eemaldamiseks vaakumiga ilma täiendavate jõududega. Korrake sama protseduuri lapse teises ninasõõrmes. Vajadusel korrake protseduuri.
- NB! Lima ei ilmu kogumismahutisse koheselt. Pärast iga kasutamist on soovitatav ots kiiresti puhastada eemaldades see seadme küljest lahti.
5. Aspireerimise lõpetamiseks vabastage käivitusnupp.
- NB! Imemisprotsessi ajal jälgige, et kogumismahutis olev lima ei ületaks maksimaalset taset, mis on märgitud paagil vastava sümboliga. Pärast pärast protseduuri lõpetamist eemaldage peamoodul põhiseadme küljest lahti.

JUHISED SEADME PUHASTAMISEKS JA DESINFITSEERIMISEKS

1. Eemaldage otsik peamooduli küljest lahti tõmmates õrnalt ettepoole.
2. Eemaldage kogumismahuti põhiseadme küljest keerates seda päripäeva.

Kogumismahuti, peamooduli ja otsiku puhastamine

Kogumismahutit, peamoodulit ja ninaotsikut on soovitatav pesta 3 minuti jooksul puhta vee ja seebiga. Seejärel tuleb tarvikuid 3 minuti jooksul kraaniveega loputada. Pärast puhastamist lasta tarvikutel õhu käes kuivada.

NB! Tarvikute puhastamiseks kemikaale kasutada ei ole lubatud. Pesemisel kasuta puhast kraanivett ja seepi. Hoiduge tarvikute pesemist kõrgete temperatuuride eest üle 60°C.

Põhiseadme puhastamine

Põhiseadme puhastamiseks kasuta pehmet kuiva rätikut. Hoidu põhiseadme sattumist ja kokkupuudet vee ja märgade pindadega. Kui vesi on sattunud põhiseadmesse on garantii kehtetu.

TÕRKED JA NENDE KÕRVALDAMINE

1. Imemine on kehv või puudub täielikult
 - a) valesti paigaldatud patareid- kontrollige patareide asetust seadmes
 - b) Kummist tihend puudub kogumismahuti keeramise kohas- veenduge, et ummist rõngas (tihend) oleks korralikult paigaldatud
 - c) Kogumismahuti pole korralikult kinni keeratud- veenduge, et kogumismahuti oleks korralikult kinni, vajadusel keerake lahti ning uuesti kinni.
2. Nupule vajutades meloodia ei mängi
 - a) patareid on tühjad või valesti paigaldatud- kontrollige, et patareid oleksid uued ja õigesti paigaldatud.

NB! Kui seade ei tööta korralikult ja eeltoodud juhiseid ei aita, võtke ühendust teeninduskeskuse- või edasip müüjaga. Kui seade ei tööta korralikult ja/või mõni osa on kahjustatud, siis lõpetage seadme kasutamine koheselt.

SEADME HOIUSTAMINE JA KÄITLEMINE

Seadme transportimine peab toimuma temperatuurivahemikus -25°C kuni +55°C, maksimaalse suhtelise õhuniiskusega aga mitte üle 85%. Seadet tuleks kasutada temperatuurivahemikus +16°C kuni +35°C.

KÕRVALDAMINE

Toiteallikas

See toode ei kuulu olmejäätmete hulka. Seadme nõuetevastase ultimiseerimisega avaldate negatiivset keskkonnamõju ja tervisekahjustusi.

GARANTII

Aspiraatoril AGU NS19 on garantii 24 kuud alates ostukuupäevast. Selle käigus asendatakse või parandatakse toode või selle osad rikke korral. Garantiiajal otsustame kahjustatud osade ja tarvikute remontimise või asendamise juhtumipõhiselt. Garantiiaja ületamisel esitame arve juhtumipõhiselt. Seadme tagasi saatmine müüjale toimub kliendi kulul (sh kehtiva garantii puhul). Tootja ega müüja ei vastuta transpordil tekkinud kahjude ees ka juhul, kui klient on transpordi eest maksnud.

Garantii alla ei kuulu järgmised juhtumid:

- kahjustused, mille on põhjustanud väär kasutusjuhendit eirav toote kasutamine.
- kahjustused, mille on põhjustanud inimkäitumine (vale hoiustamine).
- kahjustused, mille on põhjustanud õnnetus (nt kukkumine).
- kasutaja on toote omavoliliselt lahti võtnud ja seda proovinud parandada.
- puudub arve, garantiikaart, toote seerianumber on eemaldatud või loetamatu.
- Garantii alla ei kuulu patareid.

Maaletooja: PPConsult OÜ (www.nebumed.ee)